

BL.TROYER FUNKC.THERMO STRETCH E.S.MOTION 2020,DA.*



Propozycja umiejscowienia Bl.Troyer funkc.thermo stretch e.s.motion 2020,da.		Wymiary standardowe (szerokość x wysokość w cm)			
Nr	Umiejscowienie	Haft bezpo- średni	Emblemat haftowany	Nadruk transferowy	Grawerunek laserowy ^{a)}
1	Lewa pierś	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	Indywidualne umiejscowienie, możliwe również na zamkach błyskawicznych i szwach
7	Z przodu przy szwie na lewym ramieniu	5 x 2	10 x 2	10 x 2	
16	Prawa pierś	10 x 4,5	10 x 10	10 x 10	
22	Z przodu przy szwie na prawym ramieniu	5 x 2	10 x 2	10 x 2	
35	Lewa łopatka	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
39	Prawa łopatka	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
43	Centralnie na plecach	20 x 10	25 x 10	25 x 25	
44	Centralnie na karku	10 x 4,5	10 x 5	10 x 5	
45	Centralnie na plecach nad obszyciem/ ściągnaczem	—	—	30 x 10	
84	Na plecach, z boku po lewej stronie	3 x 22	—	10 x 30	
85	Na plecach, z boku po prawej stronie	3 x 22	—	10 x 30	

^{a)}Niezalecane na białych i czarnych artykułach.

*Kolor przykładowy/Wykonanie oznakowania jest możliwe na artykułach we wszystkich kolorach!
Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.